

OMRON HEM-7121-D

OMRON M300

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



Das überzeugende Einstiegsgerät für mehr Einfachheit

- Einfach anzulegende Universalmanschette (22 – 42 cm)
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Intellisense-Technologie™: Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer
- Manschettensitzkontrolle
- Grafische Klassifizierung des Blutdrucks
- 30 Speicherplätze
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Größeres Display
- Ideale Preis-Leistung für Ihre Rezeptgeschäfte
- Mit dem Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit ausgezeichnet

PZN 10127434
Heil- und Hilfsmittelnr. 21.28.01.2110
UVP 39,95 €

OMRON M300

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	M300 (HEM-7121-D)
EAN Code	4015672108585
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	30 Messwerte
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Durch Elektro-Pumpe und das Fuzzy-Logik-Kontrollsystem
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AAA oder Netzteil (6V = 4W)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 1000 Messungen
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit 700-1060 hPa
Gewicht	Gerät ca. 250 g ohne Batterien, Manschette ca. 130 g
Äußere Abmessungen Gerät	ca. 103 mm (B) x 80 mm (H) x 129 mm (T)
Abmessungen und Gewicht Verkaufskartonge	Ca. 125 (B) x 118 (H) x 165 (T) ca. 830 g
Abmessungen Manschette	Manschette ca. 145 mm (B) x 594 mm (L), Armumfang 22 cm bis 42 cm
Material Manschette	Nylon, Polyester, PVC
Zubehör	Universal-Manschette, Aufbewahrungstasche, Batterien, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197